

# METOXIT

high tech ceramics

**NEW**

**Verbesserte Transluzenz**  
bewährte Metoxit Festigkeit



## Z-CAD® One4All

**vereint höchste Festigkeit mit ausgezeichneter Transluzenz für den Front- und Seitenzahnbereich**

Die vielseitigen Indikationen von Z-CAD® One4All machen dieses Zirkonoxid zu einem wahren Multitalent. Die Herstellung von vollen anatomischen oder reduzierten Kronen und Brücken zur klassischen Verblendung sowie partieller Schichtung bis hin zu maximal großspannigen Restaurationen sind indiziert.

Für die Individualisierung von weißen Einheiten wird Z-CAD® Liquid One4All-TC für die Tauch- und Pinselinfiltration empfohlen.

Mit der charakteristischen Festigkeit von über 1000 MPa und einem Transluzenzwert von 45% entspricht die biokompatible Hochleistungskeramik der Klasse 5 nach ISO 6872:2015.

[metoxit.com](http://metoxit.com)

*The Swiss spirit  
of innovation*